



## TITRATEURS - TITROLINE® 7500 KF & 7500 KF TRACE

Une gamme de choix pour vos analyses !



TitroLine® 7500 KF Trace  
Méthode coulométrique :  
1 ppm à 5% H<sub>2</sub>O



TitroLine® 7500 KF  
Méthode volumétrique :  
10 ppm à 100% H<sub>2</sub>O

### Titrateurs TitroLine® 7500 KF et 7500 KF Trace

- ④ Rapides, faciles et précis
- ④ Méthodes standard pour différentes applications
- ④ Ecran couleur haute visibilité
- ④ Affichage de la courbe et de la mesure dérive en temps réel
- ④ Corps de burette interchangeables intelligents 5, 10 ou 20 mL pour la méthode volumétrique (TitroLine® 7500 KF)
- ④ Jusqu'à 50 méthodes utilisateur programmables
- ④ Compatible avec le logiciel TitriSoft
- ④ Stockage des résultats via port USB et LAN
- ④ Disponibles en packs complets prêts à l'emploi
- ④ Nombreux accessoires disponibles

## Options spécifiques pour Titrateur TitroLine

### Four KF Headspace TO 7280

Ce four permet de séparer l'eau à titrer des échantillons liquides, solides et pâteux. L'échantillon est pesé et chauffé. La vapeur d'eau est véhiculée jusqu'à un récipient de titrage où l'eau est immédiatement titrée par méthode coulométrique.



Titrateur TitroLine<sup>®</sup> 7500 KF Trace avec Four KF Head - space TO 7280 et passeur d'échantillon TW 7650

### <sup>®</sup> 7500 KF Trace

### Passeur d'échantillon TW 7650

- ④ Recommandé pour une automatisation complète de vos mesures à partir de 15 échantillons/jour.
- ④ Jusqu'à 49 échantillons pouvant être titrés à des températures différentes.
- ④ Peut-être ajouté ultérieurement à votre équipement

L'équipe Dislab West Africa est à votre disposition pour toutes questions concernant ces produits  
[contact@dislabwestafrica.com](mailto:contact@dislabwestafrica.com)